



- 1. Gobelet pour bain de trayon, bec incliné.
703-50-007 Avec retour
- 2. Gobelet pour bain de trayon.
703-50-003 Sans retour
- 3. Support pour vaporisateur à trayon.
703-50-006
- 4. Vaporisateur à trayon.
703-50-005



- 5. Vaporisateur à pis et gobelet , pour bain de trayon.
703-50-008
- 6. Crème à pis.
714-13-058
- 7. Recharge. 800 serviettes à pis imbibées.
703-01-101
- 8. Serviettes à pis de vache.
16 pqts/250 feuilles.
701-00-307 Ultra-fortes
- 9. Distributeur pour serviettes à pis.
701-00-303



- 10. Support à pis Bron.
714-00-612 Grand
- 11. Dilatateur de trayons.
714-13-054 Bte/40
- 12. Baume à pis.
714-13-055 10 oz
- 13. Tube à trayon télescopique.
S'ajuste de 3-1/2" à 4".
714-70-140 Pqt/12



N°	CODE	NOM	FORMAT (L)	MATIÈRE ACTIVE	COULEUR	DILUTION RECOMMANDÉE	APPLICATEUR	COMPATIBILITÉ
LAVE-PIS								
14	703-42-545	Hibitane	3,78 L	1,6 % chlorhexidine				
15	703-12-012 (4)	B-55	3,78 L	1,5 % chlorhexidine	rose	30 ml/ 10 litres d'eau	serviette à pis	B-550
16	703-12-017 (4)	B-20	3,78 L	1,75 % iode disponible	brun	30 ml/ 10 litres d'eau	serviette à pis	B-30
BAIN DE TRAYON								
17	703-12-013 (4) 014	B-550	3,78 L, 20 L	0,52 % chlorhexidine	bleu	ne pas diluer	gobelet ou vaporisateur	B-55
18	703-12-022 (4) 023, 024	B-30	3,78 L, 20 L, 55 L	1 % iode disponible	brun	ne pas diluer	gobelet ou vaporisateur	B-20
19	703-12-019 (4), 015	Bio-Dip	3,78 L, 20 L	0,5 % iode disponible	brun	ne pas diluer	gobelet ou vaporisateur	B-20